


SET STENT URÉTERAL DOBLE J (PIGTAIL)

GEOTEK[®]
Healthcare Products



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Material de poliuretano.
- ▶ Mayor resistencia al retorcimiento.
- ▶ Alta radiopacidad.
- ▶ Con marcas de profundidad.
- ▶ Empujador con marca Radiopaca
Opcional entre 35 cm - 100 cm.
- ▶ Hidrofrílico.
- ▶ Sutura en la punta distal.
- ▶ El set incluye:
stent DJ + empujador + cable guía
+ dos abrazaderas

Diametro (F)	Longitud (CM)	Ref. No: (Ambos extremos abiertos)
3	12	GDJ312-BEO
	16	GDJ316-BEO
4	16	GDJ416-BEO
	20	GDJ420-BEO
4.7	16	GDJ4716-BEO
	20	GDJ4720-BEO
	24	GDJ4724-BEO
	26	GDJ4726-BEO
4.8	24	GDJ4824-BEO
	26	GDJ4826-BEO
5	24	GDJ524-BEO
	26	GDJ526-BEO
6	24	GDJ624-BEO
	26	GDJ626-BEO
	28	GDJ628-BEO
	30	GDJ630-BEO
7	26	GDJ726-BEO