


SET STENT URÉTERAL DOBLE J (PIGTAIL) DE LARGA DURACIÓN

GEOTEK[®]
Healthcare Products



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Catéter con extremo distal y proximal tipo "colita de chancho) (pig tail)
- ▶ De punta blanda, con orificios laterales
- ▶ Poliuretano Carbothane blando, de mayor resistencia a la torsión
- ▶ Hidrofilico
- ▶ Tiempo máximo de residencia: 3 meses
- ▶ Radiopaco
- ▶ El set incluye:
 - ▶ Stent DJ + Empujador + Cable guía
 - ▶ + 2 Abrazaderas

Ref. No	Diámetro	Longitud
GDJ516-BEO-CAR	5	16