

# BALÓN DILATADOR URETERAL

**GEOTEK**  
Healthcare Products



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Utilizado para la dilatación del ureter.
- ▶ Catéter de 2 lúmenes.
- ▶ Catéter con marcadores de platino en ambos extremos.
- ▶ Presión de rotura nominal de 18 a 20 atm.
- ▶ Suministrado con llave de triple vía.

Ref. No	Diámetro de Balón (MM)	Longitud de Balón (CM)	Diámetro Catéter (F)	Longitud (CM)	Acepta guía (pulgadas)	Balón RBP (atm)
GBD0554	5	4	5	70	0.038"	20