

BALÓN DILATADOR DE NEFROSTOMÍA

GEOTEK[®]
Healthcare Products



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Utilizado para la dilatación del tracto renal.
- ▶ Catéter con 2 lúmenes.
- ▶ Catéter con marcadores de platino en ambos extremos.
- ▶ Presión nominal de rotura de 17 atm.
- ▶ Se suministra con funda de PTFE 30 Fr.

Ref. No	Diámetro Balón (MM)	Longitud Balón (CM)	Diámetro Catéter (F)	Longitud (CM)	Acepta guía (pulgadas)	Balón RBP (atm)
GNBD10	10	12	7	55	0.038"	17