


ALAMBRE GUÍA NITINOL - HIDROFÍLICA

Vedkang
INNOVATION FOR HEALTH



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Innovador diseño triple antideslizamiento en punta hidrofílica, sin riesgo de caída.
- ▶ Alambre central anti-torsión interno de Niti, que ofrece una excelente fuerza de torsión y empuje.
- ▶ Recubrimiento de cebra PTFE súper liso, más fácil de pasar por el canal de trabajo.
- ▶ Recubrimiento amarillo / negro, más fácil de rastrear el cable guía, bajo rayos X.
- ▶ Diseño único de punta afilada, aumentan en gran medida la tasa de éxito de la cirugía.
- ▶ Para guiar la inserción de catéteres, etc.
- ▶ Guía de 0.035" x 150cm. de Longitud.

Ref. No	Descripción	Longitud (CM)
VDK-ZGW-88-150-A	Alambre guía nitinol - hidrofílica 0.035" Punta recta	150cm.