

CANASTILLA DE EXTRACCIÓN FRONTAL

EPflex 



CARACTERÍSTICAS

- › Canastilla de Nitinol, viene con mango ergonómico de accionamiento para el desplazamiento de la canastilla.
- › Gran apertura hacia el frente como la garra.
- › Nitinol compuesto de 3 hilos para retención y extracción endoscópica de cálculos y otros cuerpos extraños
- › El instrumento para atrapar piedras con forma de eslinga combina las ventajas de una garra y una canasta

Ref. No	Apertura de la canastilla (MM)	Diámetro de catéter (FR)	Longitud de catéter (CM)
48012491	11	1.5	120 cm
48012493	11	2	120 cm