



URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESCARTABLE 7.5FR

PUSEN®

- ✓ No hay infección cruzada
- ✓ Sin mantenimiento
- ✓ Sin esterilización




Mayor rango
de movimiento
de punta



Flexión pasiva



Desviación
bidireccional



Relación de
par 1: 1

SISTEMA ÓPTICO	
Visión	90°
Dirección de la vista	0°
Profundidad del campo	3-50 mm
INSERTAR PARTE	
Parte controlable	270° Arriba 270° Abajo
Diámetro de la parte insertada	7.5 Fr
Diámetro del extremo lejano	7.5 Fr
Longitud de trabajo	650 mm
CÓDIGO	
PU3033A	