

# CAMISETA DE ACCESO URETERAL

**GEOTEK**<sup>®</sup>  
Healthcare Products



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ La funda de acceso uréteral proporciona dilatación uréteral y el canal de trabajo continuo es para la introducción de endoscopios e instrumentos durante procedimientos ureterales.

Ref. No	Diametro (F)	Longitud (CM)
GUA1138	9.5/11.5	38
GUA1145	9.5/11.5	45
GUA1238	10/12	38
GUA1245	10/12	45