

AGUJA DE INYECTOTERAPIA

Vedkang
INNOVATION FOR HEALTH



CARACTERÍSTICAS

- › Tratamiento endoscópico para pólipos gastrointestinales o tumores submucosos
- › Tratamiento endoscópico para pacientes con venas varicosas gastrointestinales.
- › Material de tubo de fricción menos fricción y soporte de tubo externo duro de potencia de empuje.
- › La aguja afilada de 3 cortes científicos permite una punción más fácil.
- › Tubo de cerveza I.D. Y el material súper liso trae la inyección rápida.
- › La parte de sección de corte más grande proporciona un flujo más rápido.

Modelo	O.D. (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño de la aguja (diámetro/ longitud)	Canal de endoscopio (mm)
VDK-IN-18-120-2205-A	1.8	1200	22G, 5mm	≥2.0
VDK-IN-18-180-2305-A	1.8	1800	23G, 5mm	≥2.0
VDK-IN-23-230-2305-A	2.3	2300	23G, 5mm	≥2.8