

AGUJA DE INYECTOTERAPIA DESCARTABLE

MTW
Endoskopie Manufaktur



CARACTERÍSTICA

- ▶ Catéter de uso clínico hospitalario, acorde a los estándares internacionales de calidad.
- ▶ Aguja de acero inoxidable.
- ▶ Punta metálica de acero inoxidable.
- ▶ Mango de plástico.
- ▶ Descartable
- ▶ Estéril (EO)

Ref. No	Diámetro de la aguja	Longitud de la aguja	Diámetro de catéter	Canal de trabajo	Longitud
0910718212AS	0.7mm	5mm	2.35mm	2.8mm	180cm
0910723212AS	0.7mm	5mm	2.35mm	2.8mm	230cm