


AGUJA PARA ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

GEOTEK[®]
Healthcare Products



CARACTERÍSTICAS

- › Diseño atraumático ultra afilado en la punta de la aguja.
- › Longitud de aguja ajustable.
- › Cánula con marcas.
- › Fácil de usar con excelente comodidad.
- › Con conector luer lock.

Ref. No	Diametro (G)	Longitud (cm)
GBA1450	14G	5
GBA1550	15G	5
GBA1650	16G	5
GBA1850	18G	5