


AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA

GEOTEK[®]
Healthcare Products



Con sistema coaxial

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Diseño de punta de aguja ecogénica y atraumática.
- ▶ Mango ligero.
- ▶ Muesca ajustable: 10 mm-20 mm.
- ▶ Cánula marcada.
- ▶ Las agujas coaxiales están disponibles opcionalmente.

Ref. No	Modelo	Diámetro (G)	Con aguja coaxial Longitud (CM)	Longitud aguja coaxial (CM)
GSN1815	--	18	15	--
GSN1815-X	Con sistema coaxial	18	18	10