



ASA FRIA DE POLIPECTOMIA

Vedkang
INNOVATION FOR HEALTH



Trampa fría

CARACTERÍSTICAS

- Para la extirpación de pólipos y otros tejidos redundantes en el tracto gastrointestinal, mediante electricidad de alta frecuencia en combinación con un endoscopio.
- Rotación superior uno a uno, posicionamiento preciso.
- Mejor ajuste a la lesión, ajuste perfecto sin curvaturas.
- Fácil de cortar, excelente rendimiento en la coagulación sanguínea, mínima formación de humo y costras.
- Fabricado en acero inoxidable médico importado de alta resistencia, con buena electrificación.

Modelo	O.D.(mm)	Longitud (mm)	Ancho del bucle(mm)	Características
VDK-CS-23-230-10-C3	2.3	2300	10	Trampa Fria
VDK-CS-23-230-15-C3	2.3	2300	15	