


BALÓN PARA ACALASIA

JUHONG



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Equipado con dos marcas radiopacas, fáciles de observar bajo rayos X.
- ▶ Tamaño de balón preciso, cada especificación se refiere a un solo diámetro.
- ▶ Fabricado con material resistente a alta presión, garantiza la seguridad de dilatación.

Ref. No	Diámetro de balón	Longitud del balón	Acepta guía	Longitud del catéter	Presión de trabajo
JHY-BD-25-80-90	25	8cm	0.035"	90cm	2
JHY-BD-30-80-90	30	8cm	0.035"	90cm	2
JHY-BD-35-80-90	35	8cm	0.035"	90cm	2
JHY-BD-40-80-90	40	8cm	0.035"	90cm	2