



BISTURI - SONDA DE HIDRODISECCION DESCARTABLE



CARACTERÍSTICA

- Mango De plastico, Canula de acero inoxidable.
- Garantice la seguridad contra el calor y el sangrado por la punta de material cerámico, el aislante superior.
- Incisión con menos sangrado.
- El bisturi se puede utilizar con corriente eléctrica monopolar.
- Garantice la seguridad durante la incisión a intervalos de conducción constantes

Ref. No	Modelo	Longitud de la punta	Diámetro de la cánula	Longitud
IC-KNA002	D	4.0mm	2.3mm	180cm
IC-KNA001	D	4.0mm		230cm
IC-KNI001	I	1.5mm		180cm
IC-KNI002	I	2.0mm		230cm
IC-KNQ002	T	0.6mm		180cm
IC-KNQ001	T	0.6mm		230cm
IC-KNL002	L	1.65mm		180cm
IC-KNL001	L	1.65mm		230cm