

CANASTILLA EXTRACTORA DE CÁLCULOS (DORMÍA) DE LA VÍA BILIAR DESCARTABLE



Puerto para inyección de contraste.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Mango de plástico.
- ▶ De 4 alambres trenzados.
- ▶ Canastilla extractora de cálculos de la vía biliar .
- ▶ Mango con puerto lateral para la inyección de contraste.
- ▶ Con mango que permite una mejor manipulación, de la canastilla.

Ref. No.	Abertura de la canastilla	Longitud de apertura de la canastilla	Diámetro del cateter	Longitud de cateter
9903113404	20mm	30mm	2.6mm (7.8fr)	215cm
9903113504	25mm	40mm	2.6mm (7.8fr)	215cm
9903113604	30mm	45mm	2.6mm (7.8fr)	215cm
9903113704	40mm	55mm	2.6mm (7.8fr)	215cm
9903113804	45mm	60mm	2.6mm (7.8fr)	215cm