

CEPILLO DE CITOLOGÍA DESCARTABLE



CARACTERÍSTICAS

- Cepillo de citología con cerdas de nylon con alambre de tracción acero inoxidable protegido con una funda plástica de poliamida para una mejor fijación de las cerdas.
- Mango de plástico de copolimero.
- Con una pequeña esfera situada en el extremo distal del cepillo.
- Cerdas suaves sujetas firmemente a la base, sin rebabas y residuos.
- Para toma de muestra de tejido tumoral endobronquial y transbronquial.

Ref. No	Diámetro de cepillo (MM)	Diámetro (MM)	Longitud (CM)
08 320 11	2,5	1,75	120