


CEPILLO DE LIMPIEZA DESCARTABLE

MTW[®]
Endoskopie Manufaktur



CARACTERÍSTICA

- ▶ Cable de acero inoxidable cubierta de plástico, en los extremos de las partes distales viene el cepillo de cerdas de nylon.
- ▶ Cerdas suaves, no deformable, flexible, resistente, acordes de calidad para materiales de uso clínico hospitalario.
- ▶ Descartable

Ref. No	Diámetro de las cerdas	Diámetro de catéter	Canal de trabajo	Longitud
08 45 15 2	5.0mm	1.8mm	2.8mm	180cm
08 45 25 2	5.0mm	1.8mm	2.8mm	230cm