

# CEPILLO DE LIMPIEZA DESCARTABLE



## CARACTERÍSTICAS

- › Cable de acero inoxidable recubierto de plástico y en los extremos de las partes distales viene el cepillo de cerdas de nylon.
- › Cerdas suaves, no deformable, flexible, resistente, acordes de calidad para materiales de uso clínico hospitalario.
- › Descartable
- › Para limpieza del canal de trabajo del Broncoscopio
- › Diámetro de canal  $\geq 2.0$  mm
- › Diámetro de Cerdas en ambos extremos : 3 mm.

Ref. No	Diámetro de cepillo (MM)	Canal de trabajo (MM)	Diámetro (MM)	Longitud (CM)
0843050	3,0	1,8	1,6	100