

CEPILLO DE LIMPIEZA REUSABLE



CARACTERÍSTICA

- › Mango de plástico con cable anillado de acero inoxidable, en la parte distal viene el cepillo de cerdas de nylon.
- › Cerdas suaves, no deformable, flexible, resistente, acordes de calidad para materiales de uso clínico hospitalario.
- › Reusable.

Ref. No	Diámetro de las cerdas	Diámetro de cánula	Canal de trabajo	Longitud
0806101	6.0mm	1.8mm	2.8mm	160cm
0806201	6.0mm	1.8mm	2.8mm	230cm