

# CEPILLO DE LIMPIEZA REUSABLE

**BE** BENTEC



## CARACTERÍSTICAS

- › Cable de acero inoxidable.
- › Cerda suave de nylon no deformable, flexible, resistente, acordes de calidad para materiales de uso clínico hospitalario.
- › Para limpieza de canal de trabajo del broncoscopio.
- › Reusable.

Ref. No	Diámetro de cerda (MM)	Diámetro de canal (MM)	Diámetro de cateter (MM)	Longitud de cateter (CM)
500-30-120	3	2.0	1,6	120