


GUÍAS HIDROFÍLICAS PARA ERCP DESCARTABLE



CARACTERÍSTICAS

- › Alambre guía, que se introduce a través de los dispositivos de ERCP u otros, para procedimientos terapéuticos en la vía biliar, pancreática u otros.
- › Extremo distal recubierto Poliuretano(PU), para acceder y pasar papilas difíciles y estenosis biliares.
- › Estéril (EO).
- › Descartable.

Extremo distal punta	Ref. No.	Diámetro (pulg.)	Longitud (cm)	Recubierto en el extremo distal de la punta
curva	003946A	0,035"	400	Poliuretano
recta	003946	0,035"	460	Poliuretano