


HAEMOCER™ APLICADOR ENDOSCÓPICO

BioCer



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Longitud del catéter 2400 mm (240cm)
- ▶ Diámetro del catéter 2.5 mm (7 fr)
- ▶ Catéter de Polietileno y Bomba manual tipo bola de PVC sin DEHP con filtro HEPA
- ▶ Para canal de trabajo del endoscopio utilizable =>2.8 mm

Ref. No	Descripción
HFZ103	Aplicador endoscópico Haemocer descartable diámetro de 2.5mm para canal de trabajo 2.8 mm