

HAEMOCER PLUS POLVO HEMOSTÁTICO

BioCer



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Polvo ultra hidrofílico
- ▶ Para la hemostasia en procedimientos quirúrgicos
- ▶ Rápida absorción por la amilasa (48 h) sin dejar residuos.
- ▶ Puede usarse en conjunto con el aplicador endoscópico para hemostasia.
- ▶ Aplicador de Polietileno
- ▶ Polvo: Glicolato de almidón y Sodio Tipo A
- ▶ Aplicación única

Ref. No	HaemoCer™ PLUS
HFP203	Polvo hemostático Haemocer Plus de 3 Gramos