


# KIT DE CATÉTER HEMODIÁLISIS DOBLE LUMEN RECTO



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Catéter de doble lumen recto
- ▶ Punta simétrica extremadamente suave
- ▶ La punta radiopaca del catéter asegura una visualización perfecta bajo Rayos X.
- ▶ Material de poliuretano termosensible, que se ablanda después de la inserción para mejorar la comodidad del paciente y resistir acodamiento.
- ▶ Grandes agujeros laterales que mejoran el fluido sanguíneo y reduce la coagulación.
- ▶ Alas de sutura giratorias para un anclaje extremo seguro.
- ▶ Clamp de seguridad que evita el reflujo.
- ▶ Flujo de 500 ml/min.

Ref. No.	Descripción	Diámetro (Fr)	Longitud (cm)
HCT10045	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	8 Fr	12 cm
HCT10046	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	8 Fr	13 cm
HCT10047	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	8 Fr	15 cm
HCT10051	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	8.5 Fr	11 cm
HCT10052	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	8.5 Fr	12 cm
HCT10053	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	8.5 Fr	13 cm
HCT10054	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	8.5 Fr	15 cm
HCT10055	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	8.5 Fr	16 cm
HCT10056	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	8.5 Fr	20 cm
HCT10064	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11 Fr	13 cm
HCT10065	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11 Fr	15 cm
HCT10066	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11 Fr	16 cm
HCT10067	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11 Fr	20 cm
HCT10013	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11.5 Fr	13 cm
HCT10014	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11.5 Fr	15 cm
HCT10015	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11.5 Fr	20 cm
HCT10017	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11.5 Fr	30 cm
HCT10018	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11.5 Fr	13.5 cm
HCT10019	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11.5 Fr	25 cm
HCT10020	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	11.5 Fr	12.5 cm
HCT10030	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	12 Fr	13 cm
HCT10031	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	12 Fr	15 cm
HCT10032	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	12 Fr	16 cm
HCT10033	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	12 Fr	20 cm
HCT10034	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	12 Fr	30 cm
HCT10035	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	12 Fr	13.5 cm
HCT10036	Kit de catéter de hemodiálisis doble lumen recto	12 Fr	25 cm

### Accesorios:

- Aguja de punción
- Alambre guía punta j
- Dilatadores
- Bisturí
- Jeringa
- Compresa