


# KIT DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS TRIPLE LUMEN CURVO



## CARACTERÍSTICAS

- Catéter triple lumen curvo
- Punta simétrica extremadamente suave
- La punta radiopaca del catéter asegura una visualización perfecta bajo Rayos X.
- Material de poliuretano termosensible, que se ablanda después de la inserción para mejorar la comodidad del paciente y resistir acodamiento.
- Grandes agujeros laterales que mejoran el fluido sanguíneo y reduce la coagulación.
- Alas de sutura giratorias para un anclaje extremo seguro.
- Clamp de seguridad que evita el reflujo.
- Flujo de 500 ml/min.

## Accesorios:

- Aguja de punción
- Alambre guía punta j
- Dilatadores
- Bisturí
- Jeringa
- Compresa

Ref. No.	Descripción	Diámetro (Fr)	Longitud (cm)
HCT10080	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	11.5 Fr	13 cm
HCT10081	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	11.5 Fr	13.5 cm
HCT10082	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	11.5 Fr	15 cm
HCT10083	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	11.5 Fr	16 cm
HCT10084	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	11.5 Fr	20 cm
HCT10085	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	11.5 Fr	25 cm
HCT10086	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	11.5 Fr	30 cm
HCT10094	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	12 Fr	13 cm
HCT10095	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	12 Fr	13.5 cm
HCT10096	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	12 Fr	15 cm
HCT10097	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	12 Fr	16 cm
HCT10098	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	12 Fr	20 cm
HCT10099	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	12 Fr	25 cm
HCT10100	Catéter de hemodiálisis triple lumen curvo	12 Fr	30 cm