


# KIT DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS TRIPLE LUMEN RECTO



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Catéter triple lumen recto
- ▶ Punta simétrica extremadamente suave
- ▶ La punta radiopaca del catéter asegura una visualización perfecta bajo Rayos X.
- ▶ Material de poliuretano termosensible, que se ablanda después de la inserción para mejorar la comodidad del paciente y resistir acodamiento.
- ▶ Grandes agujeros laterales que mejoran el fluido sanguíneo y reduce la coagulación.
- ▶ Alas de sutura giratorias para un anclaje extremo seguro.
- ▶ Clamp de seguridad que evita el reflujo.
- ▶ Flujo de 500 ml/min.

## Accesorios:

- Aguja de punción
- Alambre guía punta j
- Dilatadores
- Bisturí
- Jeringa
- Compresa

Ref. No.	Descripción	Diámetro (Fr)	Longitud (cm)
HCT10073	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	11.5 Fr	13 cm
HCT10074	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	11.5 Fr	13.5 cm
HCT10075	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	11.5 Fr	15 cm
HCT10076	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	11.5 Fr	16 cm
HCT10077	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	11.5 Fr	20 cm
HCT10078	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	11.5 Fr	25 cm
HCT10079	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	11.5 Fr	30 cm
HCT10087	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	12 Fr	13 cm
HCT10088	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	12 Fr	13.5 cm
HCT10089	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	12 Fr	15 cm
HCT10090	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	12 Fr	16 cm
HCT10091	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	12 Fr	20 cm
HCT10092	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	12 Fr	25 cm
HCT10093	Catéter de hemodiálisis triple lumen recto	12 Fr	30 cm