


# KIT DE GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA



## CARACTERÍSTICA

- › Para el procedimiento de colocación inicial de PEG de seguridad
- › Catéter PEG › Adaptador de 2 puertos › Bisturí › Abrazadera
- › Aguja introductora › Estabilizador (anillo de retención)
- › Alambre de bucle › Trampa › Cubrir › Jeringuilla › Bloque de mordida
- › Maquinilla de afeitar › Esponja con agarre › Pinza hemostática
- › Tijeras › Agujas (19G y 25G) › Gasa

Ref. No	Descripción
800 001 4914	Kit de gastrostomía endoscópica de 20 Fr
800 001 4915	Kit de gastrostomía endoscópica de 24 Fr