

LIGADURA PARA VÁRICES ESOFÁGICAS DESCARTABLE

Medelec
SYSTEMS PVT LTD



CARACTERÍSTICA

- › Mango de plástico ABS, con punta de metal.
- › Ligas construidas con látex de caucho natural.
- › Barril de policarbonato + Parte suave de PVC.
- › Hilo de Fibra de nylon.
- › Catéter de carga de plástico.
- › Aguja de irrigación.
- › No estéril.
- › El dispositivo puede ser desmontado del endoscopio sin haberse disparado necesariamente todas las ligas.

Ref. No	Barril con 6 bandas	Para diámetro de endoscopio	Canal de trabajo
MBLS-6		9.5-13.0mm	2.8mm