

PANTALLA VIDEO BRONCOSCOPIO PORTATIL



CARACTERÍSTICAS

- Portabilidad de 350g; compacto, fácil de trasladar entre unidades
- Sistema de imagen: CMOS + LED; antivaho, visión clara y nítida
- Ángulos de flexión de 160° arriba / 130° abajo; rotación 1:1
- Fotos y vídeos en SD; puerto HDMI/USB para exportación
- Batería Recargable: 2-4 h uso continuo, recarga en 4-6 h
- Monitor integrado + externo pantalla 3.5"; opcional tamaño mayor para enseñanza

Ref. No	Peso	Pantalla	Puerto
VL3SU	350 g	3.5" LCD	HDMI o USB