


PINZA DE BIOPSIA DENTADA DESCARTABLE

Vedkang



CARACTERÍSTICAS

- Canula metálica de acero inoxidable grado médico
- Diseño de dientes de cocodrilo con una mayor capacidad de muestreo, sin deslizamiento durante el muestreo.
- Más fácil de tomar muestras de tejidos, evita eficazmente el desgarro.
- Mandíbulas suaves, disminuyen efectivamente la fricción en el canal de trabajo.

Ref. No	Modelo	Características	Diámetro de la cánula	Canal de trabajo	Longitud
VDK-FB-23-180-O-O-A1	Sin aguja	Sin cubierta	2.3 mm	≥ 2.8 mm	180 cm
VDK-FB-23-230-O-O-A1			2.3 mm	≥ 2.8 mm	230 cm