


PINZA PARA BIOPSIA REUSABLE COPA DENTADA CON AGUJA

BE BENTEC



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Mango de metal de acero inoxidable.
- ▶ Cánula espiralado de acero inoxidable con extremo distal liso.
- ▶ Pinza con copa ovalada dentada cocodrilo con aguja reusable.
- ▶ Alambre de tracción de acero inoxidable.
- ▶ Para tomar muestra de tejido tumoral endobronquial y transbronquial.
- ▶ Autoclavable 134°C (273°F).
- ▶ Diámetro de canal de trabajo ≥ 2.0 mm.

Ref. No	Diámetro (MM)	Longitud (CM)
137-18-120	1,8	120