

PINZA PARA BIOPSIA REUSABLE COPA DENTADA SIN AGUJA

BE BENTEC



CARACTERÍSTICAS

- › Mango de metal de acero inoxidable.
- › Cánula espiralado de acero inoxidable con extremo distal liso.
- › Pinza con copa ovalada dentada cocodrilo sin aguja reusable.
- › Alambre de tracción de acero inoxidable.
- › Para tomar muestra de tejido tumoral endobronquial y transbronquial.
- › Autoclavable 134°C (273°F).

Ref. No	Diámetro (MM)	Longitud (CM)
136-18-120	1,8	120