

PINZA PARA BIOPSIA COPA FENESTRADA OVALADA CON O SIN AGUJA



CARACTERÍSTICAS

- Mango Plástico, Cánula metálica de acero inoxidable y con cabezal distal que termina en un fórceps de acero inoxidable
- Copa ovalada fenestrada con aguja o sin aguja que aseguran excelentes muestras de tejidos
- Cánula metálica de acero inoxidable

Ref. No	Con espiga	Diámetro mm	Longitud cm
99067502805		2.3mm	180cm
99067502815	•	2.3mm	180cm
99067502804		2.3mm	230cm
99067502814	•	2.3mm	230cm