

PINZA PARA BIOPSIA COPA OVALADA CON AGUJA REUSABLE

BE BENTEC



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Mango de Metal adaptado a cable metálico flexible de acero inoxidable en forma de espiral con extremo distal pulido que termina en una copa oval fenestrada *con aguja de fijación*.
- ▶ Pasa a través del canal de biopsia de 2.8 mm del endoscopio.
- ▶ Para tomar muestras de tejido de la mucosa del tracto gastrointestinal.
- ▶ Autoclavable 134°C (273°C)

Ref. No	Diámetro de la cánula	Canal de trabajo	Longitud
101-18-160	1.8	2.0mm	160cm
101-18-230	1.8	2.0mm	230cm
101-23-160	2.3	2.8mm	160cm
101-23-230	2.3	2.8mm	230cm
101-25-160	2.5	2.8mm	160cm
101-25-230	2.5	2.8mm	230cm