


PINZA PARA BIOPSIA COPA OVALADA SIN AGUJA REUSABLE

BE BENTEC



CARACTERÍSTICAS

- Mango de metal adaptado a cable metálico flexible de acero inoxidable en forma de espiral con en extremo distal pulido que termina en una copa oval fenestrada *sin aguja de fijación*.
- Pasa a través del canal de biopsia de 2.8 mm del endoscopio
- Para tomar muestras de tejido de la mucosa del tracto gastrointestinal.
- Autoclavable 134°C (273°F)

Ref. No	Diámetro de la cánula	Canal de trabajo	Longitud
100-18-160	1.8	2.0mm	160cm
100-18-230	1.8	2.0mm	230cm
100-23-160	2.3	2.8mm	160cm
100-23-230	2.3	2.8mm	230cm
100-25-160	2.5	2.8mm	160cm
100-25-230	2.5	2.8mm	230cm