


PINZA PARA BIOPSIA COPA DENTADA CON AGUJA REUSABLE

BE BENTEC



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Copa ovalada dentada cocodrilo **con aguja** y cánula espiralado de acero inoxidable.
- ▶ Autoclavable 134° C (273 °F).
- ▶ Pasa a través del canal de biopsia de 2.8 mm. del endoscopio.

Ref. No	Diámetro de la cánula	Canal de trabajo	Longitud
137-23-160	2.3	2.8mm	160cm
137-23-230	2.3	2.8mm	120cm