


PINZA PARA BIOPSIA COPA DENTADA SIN AGUJA REUSABLE

BE BENTEC



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Copa ovalada dentada cocodrilo **sin aguja** y canula espiralado de acero inoxidable.
- ▶ Autoclavable 134° C (273 °F).
- ▶ Pasa a través del canal de biopsia de 2.8 mm. del endoscopio.

Ref. No	Diámetro de cánula	Canal de trabajo	Longitud
136-23-160	2.3	2.8mm	160cm
136-23-230	2.3	2.8mm	230cm