


PINZA PARA BIOPSIA DESCARTABLE

MTW[®]
Endoskopie Manufaktur



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Mango Plástico, Cánula metálica de acero inoxidable y con cabezal distal que termina en un fórceps de acero inoxidable.
- ▶ Copa ovalada fenestrada con / sin aguja de larga capacidad que aseguran excelentes muestras de tejidos.
- ▶ Cánula metálica de acero inoxidable , *recubierto de Polietileno (PE)*.
- ▶ Esteril (EO).

Ref. No	Modelo	Diametro de la cánula	Canal de trabajo	Longitud
99063502804	Sin aguja	2.3mm	2.8mm	230cm
99063502805	Sin aguja	2.3mm	2.8mm	180cm
99063502814	Con aguja	2.3mm	2.8mm	230cm
990635 02815	Con aguja	2.3mm	2.8mm	180cm