

PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO DIENTE COCODRILO REUSABLE

BE BENTEC



CARACTERÍSTICA

- › Forceps metálica flexible con fórceps terminado en **diente de Cocodrilo y mango de metal.**
- › Pasa a través del canal de biopsia de diámetro 2.8 mm. del endoscopio.
- › Reusable
- › Autoclavable 134 °(273°F)

Ref. No	Diámetro de la cánula	Canal de trabajo	Longitud
104-18-160	1.8	2.0mm	160cm
104-23-160	2.3	2.8mm	160cm
104-18-230	1.8	2.0mm	230cm
104-23-230	2.3	2.8mm	230cm