


PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO DIENTE COCODRILO Y RATÓN REUSABLE

BE BENTEC



CARACTERÍSTICA

- Forceps metálica flexible con fórceps terminado en **diente de cocodrilo y diente de ratón, con mango de metal.**
- Pasa a través del canal de biopsia de diámetro 2.8 mm. del endoscopio.
- Reusable.
- Autoclavable 134 °(273°F).

Ref. No	Diámetro de la cánula	Canal de trabajo	Longitud
148-23-210	2.3	2.8mm	210cm