


PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO DIENTE RATÓN REUSABLE

BE BENTEC



CARACTERÍSTICA

- › Forceps metálica flexible con fórceps terminado en **diente de Ratón y mango de metal**.
- › Pasa a través del canal de biopsia de diámetro 2.8 mm. del endoscopio.
- › Reusable.
- › Autoclavable 134 °(273°F)

Ref. No	Diámetro de la cánula	Canal de trabajo	Longitud
108-18-160	1.8	2.0mm	160cm
108-23-160	2.3	2.8mm	160cm
155-23-180	2.3	2.8mm	180cm
108-18-230	1.8	2.0mm	230cm
108-23-230	2.3	2.8mm	230cm