


PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO DIENTE COCODRILO Y RATÓN DESCARTABLE



CARACTERÍSTICA

- Mango de plástico, cánula metálica de acero inoxidable, recubierto de polietileno (PE)
- Copa distal corta cocodrilo y ratón.
- Estéril (EO)

Ref. No	Apertura	Diámetro de la cánula	Canal de trabajo	Longitud	Copa distal
99072132 0	9mm	1.8	2.8mm	230cm	Cocodrilo y Ratón
99072142 0	15.5mm	2.3	2.8mm	230cm	Cocodrilo y Ratón