


# PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO TRÍPODE, REUSABLE

**BE** BENTEC



## CARACTERÍSTICA

- › Forceps metálica flexible con fórceps terminado en **Trípode (3 ganchos afilados) y mango de metal.**
- › Ganchos completamente retraibles para proteger el canal de trabajo.
- › Pasa a través del canal de biopsia de diámetro 2.8 mm del endoscopio.
- › Reusable.
- › Autoclavable 134 °( 273°F)

Ref. No	Diámetro de cánula	Canal de trabajo	Longitud
112-18-160	1.8	2.0mm	160cm
112-18-230	2.3	2.8mm	160cm
112-23-160	1.8	2.0mm	230cm
112-23-230	2.3	2.8mm	230cm