


PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO DIENTE COCODRILO

BE BENTEC



CARACTERÍSTICAS

- Mango de metal de acero inoxidable.
- Cánula espiralado de acero inoxidable con extremo distal liso.
- Pinza diente de cocodrilo de acero inoxidable reusable.
- Alambre de tracción de acero inoxidable.
- Autoclavable 134°C (273°F).
- Diámetro de canal de trabajo ≥ 2.0 mm

Ref. No	Diámetro (MM)	Longitud (CM)
104-18-120	1,8	120