

# PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO DIENTE RATÓN

**BE** BENTEC



## CARACTERÍSTICAS

- › Mango de metal de acero inoxidable.
- › Cánula espiralado de acero inoxidable con extremo distal liso.
- › Pinza diente de ratón de acero inoxidable reusable.
- › Alambre de tracción de acero inoxidable.
- › Autoclavable 134°C (273°F).
- › Diámetro de canal de trabajo  $\geq 2.0$  mm

Ref. No	Diámetro (MM)	Longitud (CM)
108-18-120	1,8	120