


PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO TRIPODE

BE BENTEC



CARACTERÍSTICAS

- › Mango de metal de acero inoxidable.
- › Cánula espiralado de acero inoxidable con extremo distal liso.
- › Pinza tipo trípode de acero inoxidable reusable.
- › Alambre de tracción de acero inoxidable.
- › Ganchos completamente retráctil para proteger el canal de trabajo.
- › Autoclavable 134°C (273°F).
- › Diámetro de canal de trabajo ≥ 2.0 mm

Ref. No	Diámetro (MM)	Longitud (CM)
112-18-120	1,8	120