


# SONDA SENGSTAKEN BLACKEMORE DE SILICONA

CLINY



## CARACTERÍSTICAS

- › Hecho de silicona 100% con alta biocompatibilidad.
- › Balón de baja presión de silicona con alto efecto hemostático.
- › Balón convencional de 3 lúmenes y 2 tipo para hemostasia a presión de várices esofágicas y succión del contenido gástrico.

Ref. No	Diámetro (Fr)	Longitud del cateter	Tamaño del agujero	Balón gástrico	Balón esofágico
800 320 0140	14 Fr	950 mm	4 agujeros para succión gástrica	<b>Longitud:</b> 60 mm <b>Volúmen:</b> especificado: 300 ml de aire	Longitud: 140 mm Presión máxima: 5,3 kPa (40 mmHg) Presión recomendada: 4,0 kPa (30 mmHg)
800 320 0160	16 Fr				
800 320 0180	18 Fr				
800 320 0210	21Fr				