


STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR TIPO "D"



***INDICACIÓN:**
Estenosis biliar
maligna.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estructura trenzada con celdas no fijadas
 - Menor acortamiento para posicionamiento preciso.
 - Combinación óptima de fuerza radial con fuerza axial para mantener la permeabilidad luminal en la anatomía tortuosa.
- ▶ Marcas radiopacas: 3(tres) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio.

Codigo	Diámetro	Longitud	Cateter del sistema	Longitud del sistema	ACEPTA GUÍA
BD1006	10mm	6cm	8FR	180cm	0.035"
BD1008	10mm	8cm	8FR	180cm	0.035"
BD1010	10mm	10cm	8FR	180cm	0.035"