



STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR



DESCUBIERTA



***INDICACIÓN:**
Estenosis biliar
maligna.

CARACTERÍSTICAS

- › Estructura trenzada con celdas fijadas
 - Resistente y flexible contra fractura
- › Extremos atraumáticos
 - Menos hiperplasia en los bordes extremos
- › Marcas radiopacas: 3(tres) en ambos extremos y 2 (dos) en el medio

Codigo	Diámetro	Longitud	Cateter del sistema	Longitud del sistema	Acepta guía
B1004	10mm.	4cm.	7 FR	180cm.	0.035"
B1006	10mm.	6cm.	7 FR	180cm.	0.035"
B1008	10mm.	8cm.	7 FR	180cm.	0.035"
B1010	10mm.	10cm.	7 FR	180cm.	0.035"